



SMART

颌面外科系列

产 品 目 录



江苏百易得医疗科技有限公司

地址：江苏省张家港市杨舍镇东莱东七公路南侧

电话：0512-58198689 58505491

传真：0512-58198689 58505491

邮编：215627

网址：www.bd-ortho.com

内部资料仅供参考、非商业用途

江苏百易得医疗科技有限公司

JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.



江苏百易得医疗科技有限公司是中国医疗器械行业协会会员单位，中国医疗器械行业协会外科植入物专业委员会会员单位、江苏省食品药品监督管理局诚信倡议单位。公司先后通过了ISO9001：2008及ISO13485：2003质量体系认证，欧盟CE认证、主要产品有多功能外固定支架、手术动力系统、内固定接骨钢板、接骨螺钉、锁定接骨板系统、脊柱固定系统等及其配套器械。

质量是企业的第一生命线，公司致力于使用先进生产设备、精密检测设备为顾客提供品质卓越的产品。现拥有西铁城车削中心、日本STAR车削中心、宫野车削中心、DMG加工中心、美国哈斯3轴及5轴联动加工中心、激光焊接机等世界知名生产设备；配备了电子万能材料试验仪、扭转试验仪、桥式三维测量仪、金属材料分析仪等检测设备。

公司拥有一批资深优秀的设计队伍，机械工艺师队伍和一支技术精湛的技师队伍，开发出一系列适合中国人骨骼特征的骨科系列产品及配套手术器械，服务于临床，立足于市场。



SMART

面中钉板固定系统

面中接骨板	03
面中接骨螺钉	04
面中工具	05

二

SMART


下颌钉板固定系统

下颌创伤接骨板	08
下颌重建接骨板	09
下颌接骨螺钉	11
下颌创伤工具	13
下颌重建工具	15

SMART 面中钉板固定系统


系统特点

- 单一系统满足面中创伤适应症。
- 由商业纯钛制成，固定板厚度0.7mm，固定板共用一种直径的螺钉。
- 固定板边缘设计圆钝，减少对软组织的刺激。
- 自钻钉、自攻钉及应急钉由钛合金制成，螺钉长度范围为3-12mm。
- 螺帽的改良设计保证自抓力更佳，减少松脱的可能性。




SMART 面中接骨板

■ 中型板  0.7mm



H形接骨板
120312111 11孔，纯钛



L形接骨板
120322053 2+3孔，左，纯钛
120322054 2+3孔，右，纯钛
120332073 3+4孔，左，纯钛
120332074 3+4孔，右，纯钛
120342103 4+6孔，左，纯钛
120342104 4+6孔，右，纯钛



T形接骨板
120352071 3+4孔，纯钛



眶缘接骨板
120362101 10孔，纯钛



Y形接骨板
120382051 5孔，纯钛



直形接骨板
120372061 6孔，纯钛
120372081 8孔，纯钛
120372201 20孔，纯钛



双Y形接骨板
120392061 6孔，纯钛



矩形接骨板
120402041 4孔，纯钛
120412041 4孔，纯钛



X形接骨板
120422041 4孔，纯钛




支撑接骨板
120432181 18孔，纯钛


SMART 面中接骨螺钉

	Φ 1.5mm 自攻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203031033	Φ1.5×3mm	T	金黄色
	203031043	Φ1.5×4mm	T	金黄色
	203031053	Φ1.5×5mm	T	金黄色
	203031063	Φ1.5×6mm	T	金黄色
	203031083	Φ1.5×8mm	T	金黄色
	203031103	Φ1.5×10mm	T	金黄色
	203031123	Φ1.5×12mm	T	金黄色(订制)


	Φ 1.5mm 自钻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203021031	Φ1.5×3mm	T	本色
	203021041	Φ1.5×4mm	T	本色
	203021051	Φ1.5×5mm	T	本色
	203021061	Φ1.5×6mm	T	本色
	203021081	Φ1.5×8mm	T	本色

	Φ 1.8mm 应急螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203032033	Φ1.8×3mm	T	深蓝色
	203032043	Φ1.8×4mm	T	深蓝色
	203032053	Φ1.8×5mm	T	深蓝色
	203032063	Φ1.8×6mm	T	深蓝色
	203032083	Φ1.8×8mm	T	深蓝色
	203032103	Φ1.8×10mm	T	深蓝色
	203032123	Φ1.8×12mm	T	深蓝色(订制)

SMART 面中工具



420000 面中器械包



422001 面中钉板盒



421003 网板切断剪 (短)



421005 持板镊 (长)



421007 固定板三维塑形钳



421009 固定板塑形钳



421011 网板切断钳



421013 0.45十字改锥 (短)



421015 0.45十字改锥 (长)



421017 螺钉抓套



421019 Φ1.1钻头

SMART 面中工具



421021 Φ 1.1限位钻头/4mm



421023 Φ 1.1限位钻头/6mm



421025 Φ 1.1限位钻头/8mm



421027 Φ 1.1限位钻头/12mm



421029 手柄 (中)



421031 手柄 (大)

SMART 下颌钉板固定系统

系统特点


专为下颌的创伤重建手术治疗而设计。

由商业纯钛制成，固定板厚度1.5mm、2.0mm，固定板共用一种直径的螺钉。

所有固定板均为锁定板，适应症广泛，提供锁定和非锁定两种固定方式。

钉板之间可自由搭配组合，为采用钉板之间的最佳组合方式提供可能。


改良十字形螺冒设计保证更佳抓挂和扭力，同时减少松脱可能性。



SMART 下颌创伤接骨板 ■ 银色



直形锁定接骨板
120101061 6孔, 纯钛
120111061 3+3孔, 纯钛
120101121 12孔, 纯钛
120101201 20孔, 纯钛



角形锁定接骨板
120131061 3+3孔, 纯钛



弧形锁定接骨板
120141061 3+3孔, 纯钛




直形普通接骨板
120572041 2+2孔, 纯钛



直形普通接骨板
120572061 3+3孔, 纯钛

SMART 下颌重建接骨板 ■ 蓝色



弧形锁定接骨板
120151041 2+2孔, 纯钛



弧形锁定接骨板
120151061 3+3孔, 纯钛



角形锁定接骨板
120171061 3+3孔, 纯钛




直形锁定接骨板
120161061 6孔, 纯钛
120161121 12孔, 纯钛
120161201 20孔, 纯钛



角形锁定接骨板
120181303 7+23孔, 左, 纯钛



角形锁定接骨板
120181304 7+23孔, 右, 纯钛




SMART 下颌重建接骨板


蓝色




2.0mm



双角形锁定接骨板
120191281 4+20+4孔，纯钛



双角形锁定接骨板
120201321 5+22+5孔，纯钛



双角形锁定接骨板
120211361 6+24+6孔，纯钛


SMART 下颌接骨螺钉

	Φ2.0mm 自攻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203034051	Φ2.0×5mm	T	本 色
	203034061	Φ2.0×6mm	T	本 色
	203034081	Φ2.0×8mm	T	本 色
	203034101	Φ2.0×10mm	T	本 色
	203034121	Φ2.0×12mm	T	本 色
	203034141	Φ2.0×14mm	T	本 色
	203034161	Φ2.0×16mm	T	本 色
	203034181	Φ2.0×18mm	T	本 色

	Φ2.0mm 自钻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203024051	Φ2.0×5mm	T	本 色
	203024061	Φ2.0×6mm	T	本 色
	203024081	Φ2.0×8mm	T	本 色
	203024101	Φ2.0×10mm	T	本 色
	203024121	Φ2.0×12mm	T	本 色
	203024141	Φ2.0×14mm	T	本 色
	203024161	Φ2.0×16mm	T	本 色
	203024181	Φ2.0×18mm	T	本 色


	Φ2.0mm 锁定自攻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203122051	Φ2.0×5mm	T	本 色
	203122061	Φ2.0×6mm	T	本 色
	203122081	Φ2.0×8mm	T	本 色
	203122101	Φ2.0×10mm	T	本 色
	203122121	Φ2.0×12mm	T	本 色
	203122141	Φ2.0×14mm	T	本 色
	203122161	Φ2.0×16mm	T	本 色
	203122181	Φ2.0×18mm	T	本 色

SMART 下颌接骨螺钉

	Φ2.4mm 自攻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203036053	Φ2.4×5mm	T	淡蓝色
	203036063	Φ2.4×6mm	T	淡蓝色
	203036083	Φ2.4×8mm	T	淡蓝色
	203036103	Φ2.4×10mm	T	淡蓝色
	203036123	Φ2.4×12mm	T	淡蓝色
	203036143	Φ2.4×14mm	T	淡蓝色
	203036163	Φ2.4×16mm	T	淡蓝色
	203036183	Φ2.4×18mm	T	淡蓝色

	Φ2.4mm 锁定自攻螺钉			
	产 品 编 码	产 品 规 格	材 质	备 注
	203123053	Φ2.4×5mm	T	淡蓝色
	203123063	Φ2.4×6mm	T	淡蓝色
	203123083	Φ2.4×8mm	T	淡蓝色
	203123103	Φ2.4×10mm	T	淡蓝色
	203123123	Φ2.4×12mm	T	淡蓝色
	203123143	Φ2.4×14mm	T	淡蓝色
	203123163	Φ2.4×16mm	T	淡蓝色
	203123183	Φ2.4×18mm	T	淡蓝色

SMART 下颌创伤工具



430000 下颌创伤器械包



432001 下颌创伤钉板盒



421005 持板镊（长）



431003 持板钳



421009 固定板塑形钳



431007 切断钳



431009 复位钳180mm



431011 复位钳140mm



431013 双头钻孔引导器2.0/1.5



421029 手柄（中）



421031 手柄（大）



431015 测深尺6-40mm

SMART 下颌创伤工具



431017 双头钻孔引导器2.4/1.8



431018 Φ1.5限位钻头/4mm



431019 Φ1.5限位钻头/6mm



431021 Φ1.5限位钻头/8mm



431023 Φ1.5限位钻头/12mm



431025 0.55十字改锥(短)



431027 Φ1.5×80mm钻头



431029 Φ1.8×90mm钻头



431031 钻套1.5



431033 钻套1.8




431035 0.55十字改锥(长)



431037 螺钉抓套

SMART 下颌重建工具



440000 下颌重建器械包



442001 下颌重建钉板盒



441003 三维塑形钳



441005 塑形扳手(左)



441007 塑形扳手(右)



431009 复位钳180mm



431011 复位钳140mm



441009 快速切断钳



431015 测深尺6-40mm



431017 双头钻孔引导器2.4/1.8



441011 球端持板钳

SMART 下颌重建工具



441013 螺钉抓套



431025 0.55十字改锥（短）



431035 0.55十字改锥（长）



421029 手柄（中）



421031 手柄（大）



431033 钻套1.8



441015 钻套2.4



431029 $\Phi 1.8 \times 90\text{mm}$ 钻头



441017 $\Phi 2.4 \times 90\text{mm}$ 钻头